



DEPPERLER®  
SWISS DENTAL  
MANUFACTURE 

Gracey pour toutes les anatomies  
*Gracey für jede Anatomie*


# Classic

## Pourquoi choisir Deppeler?


- Efficacité des tranchants
- Qualité des matériaux utilisés
- Intelligence des formes
- Ergonomie et confort d'utilisation
- Haute sensibilité tactile

## Was spricht für Deppeler?

- Die präzise Schärfe der Instrumente
- Die Qualität der verwendeten Materialien
- Die Intelligenz der Formen
- Die benutzerfreundliche Ergonomie
- Das Gefühl für Feinheiten




# Antérieurs / Frontzähne



● 1/2 3/4 5/6

# Prémolaires-Molaires / Prämolaren-Molaren



## BUCCAL / PALATAL



● 7/8 9/10

## MESIAL



● 11/12 15/16

## DISTAL



● 13/14 17/18

# Deep

Cette gamme de Gracey offre plus de confort aussi bien au patient qu'au praticien.

La meilleure solution pour les poches profondes, grâce à :

- une angulation adaptée
- une tige plus longue.

*Das Deep Gracey-Sortiment bietet mehr Komfort, sowohl für den Patienten als auch für den Anwender.*

*Die beste Lösung für tiefe Taschen dank :*

- einer geeigneten Abwinkelung*
- eines längeren Schafts.*



5GL6CN



7GL8CN



11GL12CN




13GL14CN

## Mini Profil

Lames plus fines et plus courtes que les Classic.

*Dünnere und kürzere Klingen als bei Classic.*



“Aucun autre système ne peut rivaliser avec ces instruments manuels en matière de précision de l’usinage, de solidité et de maniabilité.”

Prof. Dr. med. dent. Michael Haas  
Medizinische Universität Graz, Autriche


*“Die Präzision der Fertigung, die Haltbarkeit und das Handling sind bei diesen Handinstrumenten auch im Vergleich zu anderen Systemen absolut unübertroffen.”*

*Prof. Dr. med. dent. Michael Haas  
Medizinische Universität Graz, Österreich*

## Nano Profil

Lames de la même finesse que les Mini Profil, mais encore plus courtes.

*Gleich dünne Klingen im Vergleich zu Mini Profil, jedoch noch kürzer.*





## Rigid

Diamètres de tige plus important et lames identiques aux Classic.


*Größerer Durchmesser des Schafts bei identischer Klinge im Vergleich zu Classic.*



easy  
*sharp* device



easy  
*sharp* coach



**ESP Premium**  
ESDPLUS + ESCPLUS + OIL  
+ TEST STICKS + LOUPE

### ESD Standard

livré avec 2 pierres ceramic  
geliefert mit 2 keramik Steine

### ESDPLUS

livré avec 2 pierres Arkansas  
geliefert mit 2 Arkansas Steine

### ESC

contient 2 coaches et 1 pierre  
ceramic  
enthält 2 Coachs und 1 Keramik Stein

### ESCPLUS

contient 2 coaches et 1 pierre  
Arkansas + ESS4  
enthält 2 Coachs und 1 Arkansas  
Stein + ESS4

## La perfection de l'aiguisage

Angles et mouvements de  
réaiguisage spécifiques à  
chaque instrument  
+ Affûtage le long du tranchant

= Tranchant neuf  
(comme sorti d'usine)

## Die Perfekte Schleiflösung

*Schleifwinkel und -bewegung je  
nach Instrument  
+ Schleifen entlang der Klinge*

= *Neuwertige Schärfe (wie  
fabrikneu)*

## La solution universelle

Affûtage le long du tranchant avec  
maîtrise de l'angle  
+ Angulations universelles

= Idéal pour les instruments de  
toutes les marques.

## Die Universelle Lösung

*Schleifen entlang der Klinge mit  
Kontrolle der Einhaltung des  
richtigen Winkels  
+ Geeignet für alle Abwinkelungen*

= *Ideal für Instrumente aller  
Marken*

# Informations de commande

## Bestellinformationen

CN



Ref : instrument CN, exemple / Beispiel 5GE6CN



ADEP



Ref : instrument+ADEP, exemple / Beispiel 5GE6+ADEP

Original



Ref : instrument, exemple / Beispiel 5GE6

[www.deppeler.ch](http://www.deppeler.ch)